

Serie ACTIVE SCALES BLUE / CRYSTAL

MANUAL USUARIO / USER MANUAL / GUIDE DE L'UTILISATEUR /
MANUAL UTILIZADOR / MANUALE UTENTE / BEDIENUNGSANLEITUNG

ES / EN / FR / PT / IT / DE

BÁSCULA INTELIGENTE PARA LA GRASA CORPORAL

SMART BODY FAT SCALE

PÈSE-PERSONNE INTELLIGENT POUR LA GRAISSE CORPORELLE

BALANÇA DE GORDURA CORPORAL INTELIGENTE

BILANCIA PER IL GRASSO CORPOREO INTELLIGENTE

INTELLIGENTE KÖRPERFETTWAAGE

V.1

03/09/2020



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of:

Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAIN
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211



El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales./Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations./The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

ES

1. DESCARGUE Y CONFIGURE LA APLICACIÓN	4
2. COLOCACIÓN DE LAS PILAS	5
3. CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PESO	5
4. CONECTE LA BÁSCULA A SU TELÉFONO	6
5. INICIO DE LA MEDICIÓN	6
6. ADMITE MÚLTIPLES USUARIOS	7
7. INDICACIONES DE ADVERTENCIA	7
8. SOBRE LA BÁSCULA DE GRASA CORPORAL	8
9. CONSEJOS PARA EL USO Y EL CUIDADO	8

EN

1. DOWNLOAD AND SET UP THE APPLICATION	10
2. BATTERY INSTALLATION	11
3. WEIGHT UNIT CONVERSION	11
4. CONNECT THE SCALE WITH YOUR PHONE	12
5. START MEASUREMENT	12
6. MULTIPLE USERS SUPPORTED	13
7. WARNING INDICATIONS	13
8. ABOUT THE BODY FAT SCALE	14
9. ADVISE FOR USE & CARE	14

FR

1. TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION	16
2. INSTALLATION DE LA BATTERIE	17
3. CONVERSION DE L'UNITÉ DE POIDS	17
4. CONNECTER LA BALANCE À SON TÉLÉPHONE	18
5. SE PESER	18
6. PLUSIEURS UTILISATEURS PRIS EN CHARGE	19
7. AVERTISSEMENTS	19
8. À PROPOS DU PÈSE-PERSONNE	20
9. CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN	20

PT

1. BAIXE E CONFIGURE A APLICAÇÃO	22
2. INSTALAÇÃO DAS PILHAS	23
3. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESO	23
4. LIGUE A BALANÇA AO SEU TELEFONE	24
5. INICIAR MEDIÇÃO	24
6. COMPATÍVEL COM MÚLTIPLOS USUÁRIOS	25
7. INDICAÇÕES DE AVISO	25
8. SOBRE A BALANÇA DE GORDURA CORPORAL	26
9. CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO & CUIDADOS	26

IT

1. DOWNLOAD AND SET UP THE APPLICATION	28
2. BATTERY INSTALLATION	29
3. WEIGHT UNIT CONVERSION	29
4. CONNECT THE SCALE WITH YOUR PHONE	30
5. START MEASUREMENT	30
6. MULTIPLE USERS SUPPORTED	31
7. WARNING INDICATIONS	31
8. ABOUT THE BODY FAT SCALE	32
9. ADVISE FOR USE & CARE	32

DE

1. HERUNTERLADEN UND EINRICHTEN DER APP	34
2. EINLEGEN DER BATTERIE	35
3. UMRECHNUNG VON GEWICHTSEINHEITEN	35
4. VERBINDEN SIE DIE WAAGE MIT IHREM SMARTPHONE	36
5. MESSUNG STARTEN	36
6. MEHRERE BENUTZER UNTERSTÜTZT	37
7. WARNHINWEIS	37
8. ÜBER DIE KÖRPERFETTWAAGE	38
9. RATSCHLÄGE FÜR GEBRAUCH & PFLEGE	38

1. DESCARGUE Y CONFIGURE LA APLICACIÓN

A. Vaya a la "App Store" o "Google Play", y busque "SenssunLife" para descargar la aplicación.




B. O de otra manera más cómoda, escaneando el siguiente código QR.



SenssunLife


2. COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Abra la tapa de las pilas en la parte posterior de la báscula, tal y como se muestra en la siguiente imagen, y luego coloque las pilas según la marca de polaridad en el compartimento de las pilas (pilas no incluidas).



3. CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PESO


Encontrará el botón de conversión de unidades en la parte inferior de la báscula, púlselo o tire de él para convertir la unidad de peso (Kg/lb), lo verá cambiado en la pantalla LCD.



4. CONECTE LA BÁSCULA A SU TELÉFONO

Active el Bluetooth del teléfono y abra la aplicación. Registre su cuenta y siga las pautas para configurar su perfil y su conexión paso a paso. Es importante saber que la báscula tiene que estar encendida al iniciar la conexión.

Todas las mediciones obtenidas se pueden guardar en el historial para poder revisarlas de manera detallada en cualquier momento y en cualquier lugar mediante el acceso a su propia cuenta.




5. INICIO DE LA MEDICIÓN

Con la aplicación, luego colóquela en una superficie sólida y plana, y colóquese encima para la medición. Una vez que el peso esté estable y parpadee, se procederá a la medición del peso. Podrá ver el peso y la grasa corporal en la pantalla durante un tiempo, luego la báscula se apagará automáticamente.


No coloque la báscula sobre una alfombra u otra superficie blanda, ya que esto provocaría una medición errónea del peso.

- La primera medición se tiene que tomar con conexión Bluetooth, los primeros datos de peso serán la referencia para el próximo reconocimiento automático del usuario.
- Para realizar una medición adecuada de la grasa corporal, colóquese con los pies descalzos sobre los electrodos de la báscula. La plataforma de la báscula debe estar limpia y seca.
- Si quiere comprobar los datos de todas las mediciones, abra la aplicación y compruébelos en detalle en la interfaz.






6. ADMITE MÚLTIPLES USUARIOS

Se pueden conectar 8 cuentas a la báscula.



7. INDICACIONES DE ADVERTENCIA

	<p>Medición de la grasa</p> <p>La medición de la grasa está en proceso, no se baje de la báscula, y asegúrese de que los pies descalzos estén en contacto con los electrodos.</p>
	<p>Indicación de porcentaje bajo de grasa</p> <p>El porcentaje de grasa es demasiado bajo. Lleve una dieta más nutritiva y cuídese.</p>
	<p>Indicación de porcentaje alto de grasa</p> <p>El porcentaje de grasa es demasiado alto. Cuide su dieta y haga más ejercicio.</p>

	<p>Calibración</p> <p>Se ha producido un error, vuelva a realizar la prueba para obtener el resultado correcto.</p>
	<p>Indicación de sobrecarga</p> <p>La persona sobre la plataforma excede la capacidad máxima de la báscula. Bájese para evitar daños</p>
	<p>Indicación de pilas descargadas</p> <p>La potencia de las pilas se está agotando, sustitúyalas por otras nuevas.</p>

8. SOBRE LA BÁSCULA DE GRASA CORPORAL

El producto es una báscula inteligente para la grasa corporal con un sensor de medición de tensión de alta precisión, que puede ayudarle a almacenar y llevar un seguimiento del peso en el teléfono inteligente. Esta báscula puede enviar los datos de su peso al teléfono inteligente a través de la tecnología Bluetooth, así como hacer un gráfico de los resultados de su peso, desde el que puede realizar un seguimiento de la tendencia en cualquier momento. Descargue la aplicación en su teléfono para utilizar la báscula con Bluetooth y dará el primer paso para controlar el peso.

9. CONSEJOS PARA EL USO Y EL CUIDADO

1. No utilice la báscula en un ambiente húmedo y sobrecalentado. (Rango de temperatura de 5°C a 35°C)
2. Colóquese de pie en posición recta sobre la báscula y toque los electrodos de la plataforma con los pies descalzos. La inclinación provocará una caída cuando se suba al borde de un lado de la báscula.
3. Puesto que es un instrumento de precisión, no deje caer, impacte o golpee la báscula.
4. Mantenga la báscula limpia. No utilice un agente limpiador ácido.
5. No utilice la báscula en un lugar con fuertes vibraciones. Al utilizar la báscula, colóquese en posición recta sobre ella.
6. Para garantizar la exactitud de los datos, se recomienda realizar cada medición a la misma hora del día.
7. La medición de la grasa no está disponible para niños menores de 10 años y adultos mayores de 100 años.
8. Cuando se agoten las pilas, quítelas a tiempo para evitar que los escapes de las pilas provoquen la corrosión del cuerpo de la báscula;
9. No se permite el uso de una función de medición de la grasa para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados.

1. DOWNLOAD AND SET UP THE APPLICATION

A. Go to the "App Store" or "Google Play", and search "SenssunLife" to download the Application.




B. Or in another most convenient way by scanning the QR code below.



SenssunLife


2. BATTERY INSTALLATION

Open the battery cover on the back of the scale as shown in the following picture, and then install the batteries according to the polarity mark in the battery case (Batteries non included).



3. WEIGHT UNIT CONVERSION


You will find the unit conversion button at the bottom of scale, press or pull it to convert the weight unit (Kg/lb), you will see it changed on LCD.



4. CONNECT THE SCALE WITH YOUR PHONE

Turn on the Bluetooth of your phone and open the App. Sign up your account and follow the guideline to set up your profile and connection step by step. Being aware of it, the scale has to be on when you start to connect with it.

All measurements you taken can be saved in history for detail review anytime anywhere, by getting access to your own account.




5. START MEASUREMENT

With the App, then put it on a solid and flat floor, and step on it for the measurement. Once the weight is stable and flashing, weigh measurement will be proceeded. You will review your weight and body fat display on the screen for several time, then the scale will be off automatically.


Do not put the scale on a carpet or other soft surface, it will lead to a wrong weight measurement.

- The first measurement has to be taken with Bluetooth connection, the first weight data will be reference for next auto user recognition.
- To make a proper measurement of body fat, please keep your bare feet on the electrodes of scale. The scale platform should be clean and dry.
- If you want to review all measurement data, open the App, and check them in detail interface.






6. MULTIPLE USERS SUPPORTED

8 accounts can be connected with a scale.



7. WARNING INDICATIONS

	<p>Fat Measuring</p> <p>Fat measurement is in process, please don't step off the scale, and make sure your bare feet is touching with the electrodes.</p>
	<p>Low Fat% Indication</p> <p>The Fat% is too low. Please lead a more nutritional diet and take good care of yourself.</p>
	<p>High Fat% Indication</p> <p>The Fat% is too high. Please watch your diet and do more exercise.</p>

	<p>Calibration</p> <p>Error exists, please re-test to get the correct result.</p>
	<p>Over-load Indication</p> <p>The weighing subject on the platform exceeds the maximum capability of scale. Please step off to avoid damage</p>
	<p>Low Battery Indication</p> <p>The battery power is running low, please replace with a new battery.</p>

8. ABOUT THE BODY FAT SCALE

The product is a smart body fat scale with a high-precision strain gauge sensor, which can help you to store and keep track of your weight on smart phone. This scale can transmit your weight data to your smart phone via Bluetooth technology, as well as make graph of your weight results, from which you are able to keep track of the trend anytime. Download the App on your phone to use Bluetooth scale, you will start your first step of weight control.

9. ADVISE FOR USE & CARE

1. Do not use the scale in humid, overheat environment. (Temperature range from 5°C to 35°C)
2. Stand on the scale steadily and touch the electrodes on the platform with your bare feet. Tip over will lead to a fall when you step on the edge of one side of the scale.
3. Do not drop, shock or strike the scale as it is a precise instrument.
4. Keep the scale clean. Do not use acid cleaning agent.
5. Do not use the scale on the place with intense shake. Keep standing firmly on scale when in use.
6. To ensure the accuracy of the data, it is recommended that each measurement be carried out at the same time of day.
7. Fat measurement is not available for children under 10 years of age and adults over 100 years of age.
8. When the battery runs out, please remove the battery in time to prevent leakage of the battery lead scale body corrosion;
9. The use of a fat measurement function is not permitted for pacemakers or other implanted medical devices.

1. TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

A. Ouvrez l'App Store ou Google Play, et cherchez « SenssunLife » pour télécharger l'application.




B. Ou plus pratique, scannez le code QR ci-dessous.



SenssunLife


2. INSTALLATION DE LA BATTERIE

Ouvrez le couvercle des piles à l'arrière de la balance comme indiqué sur l'image ci-dessous, puis insérez les piles en respectant la polarité indiquée dans le boîtier (piles non incluses).



3. CONVERSION DE L'UNITÉ DE POIDS


Vous trouverez le bouton de conversion d'unité en bas de la balance, appuyez dessus pour changer d'unité de poids (Kg/lb), vous verrez le changement sur l'écran.



4. CONNECTER LA BALANCE À SON TÉLÉPHONE

Activez le Bluetooth de votre téléphone et ouvrez l'application. Connectez-vous à votre compte et suivez les instructions pour configurer votre profil et votre connexion étape par étape. Attention, l'échelle doit être allumée pour pouvoir vous y connecter.

Toutes les pesées peuvent être sauvegardées dans l'historique pour que vous puissiez y avoir accès à tout moment et en tout lieu depuis votre compte personnel




5. SE PESER

Ouvrez l'application, posez la balance sur une surface solide et plane, et montez dessus pour vous peser. Une fois que le poids est stable et qu'il clignote, le poids est enregistré. Vous verrez votre poids et votre taux de graisse corporelle s'afficher à l'écran plusieurs fois, puis la balance s'éteindra automatiquement.


Ne posez pas la balance sur un tapis ou toute autre surface souple, cela entraînerait une erreur de mesure.

- La première mesure doit être prise avec une connexion Bluetooth, les premières données de poids seront prises comme référence pour la prochaine reconnaissance automatique de l'utilisateur.
- Pour mesurer correctement la graisse corporelle, veuillez garder vos pieds nus sur les électrodes de la balance. La plateforme de la balance doit être propre et sèche.
- Si vous voulez revoir toutes les données de mesure, ouvrez l'application et parcourez-les en détail dans l'interface.









6. PLUSIEURS UTILISATEURS PRIS EN CHARGE

8 comptes peuvent être reliés à une même balance.



7. AVERTISSEMENTS

	<p>Mesure de la graisse corporelle</p> <p>La mesure de la graisse corporelle est en cours, veuillez ne pas descendre de la balance et assurez-vous que vos pieds nus touchent les électrodes.</p>
	<p>Indication d'un taux de graisse faible</p> <p>Le pourcentage de graisse est trop faible. Suivez un régime alimentaire plus nutritif et prenez bien soin de vous.</p>
	<p>Indication d'un taux de graisse élevé</p> <p>Le pourcentage de graisse est trop élevé. Surveillez votre alimentation et faites plus d'exercice.</p>

	<p>Calibrage</p> <p>Une erreur s'est produit, veuillez réessayer pour obtenir un résultat correct.</p>
	<p>Indication de surcharge</p> <p>Le sujet à peser sur la plateforme dépasse la capacité maximale de la balance, veuillez descendre pour éviter de l'endommager.</p>
	<p>Indication de batterie faible</p> <p>La batterie est faible, remplacez les piles.</p>

8. À PROPOS DU PÈSE-PERSONNE

Il s'agit d'un pèse-personne intelligent doté d'un capteur à jauge de contrainte de haute précision, qui peut vous aider à stocker et à suivre l'évolution de votre poids sur votre smartphone. Cette balance transmet vos données de pesée à votre smartphone par bluetooth, et réalise un graphique illustrant vos résultats afin de vous permettre de suivre l'évolution. Téléchargez l'application sur votre téléphone pour utiliser la balance Bluetooth, et commencez la première étape du contrôle de votre poids.

9. CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. N'utilisez pas la balance dans un environnement humide et surchauffé. (Température entre 5°C et 35°C)
2. Tenez-vous debout et immobile sur la balance et touchez les électrodes de la plateforme avec vos pieds nus. Si vous marchez sur le bord d'un côté de la balance, vous risquez de tomber.
3. Ne pas cogner ou faire tomber la balance, car il s'agit d'un instrument de précision.
4. Gardez la balance propre. N'utilisez pas de produits d'entretien acides.
5. N'utilisez pas la balance dans un lieu fortement instable. Tenez-vous fermement sur la balance lorsque vous l'utilisez.
6. Pour garantir l'exactitude des données, il est recommandé de réaliser chaque mesure au même moment de la journée.
7. La mesure de la graisse corporelle n'est pas disponible pour les enfants de moins de 10 ans et les adultes de plus de 100 ans.
8. Lorsque la batterie est épuisée, veuillez la retirer à temps pour éviter toute fuite des piles qui pourrait entraîner la corrosion de la balance.
9. L'utilisation d'une fonction de mesure de la graisse n'est pas possible pour les pacemakers ou autres dispositifs médicaux implantés.

1. BAIXE E CONFIGURE A APLICAÇÃO

A. Vá para a "App Store" ou "Google Play", e procure "SenssunLife" para fazer o download da Aplicação.




B. Ou de outra forma mais conveniente, digitalizando o código QR abaixo.



SenssunLife


2. INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Abra a tampa das pilhas no verso da balança, como mostra a figura seguinte, e depois instale as pilhas de acordo com a marca de polaridade na caixa das pilhas (Pilhas não incluídas).



3. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESO


Poderá encontrar o botão de conversão de unidade no fundo da balança, prima ou puxe para converter a unidade de peso (Kg/lb), verá a unidade mudada no LCD.



4. LIGUE A BALANÇA AO SEU TELEFONE

Ligue o Bluetooth do seu telefone e abra a aplicação. Registe a sua conta e siga as orientações para configurar o seu perfil e conexão passo a passo. Estando ciente disso, a balança tem de estar ligada quando o utilizador começar a conectar com o aparelho.

Todas as medições realizadas podem ser salvas no historial para revisão detalhada em qualquer momento, em qualquer lugar, acedendo à sua própria conta.




5. INICIAR MEDIÇÃO

Com a aplicação, coloque-a num piso sólido e plano, e pise na balança para a medição. Quando o peso estiver estável e intermitente, continuará o processo de medição do peso. O utilizador irá ver o seu peso e a sua gordura corporal no visor várias vezes, posteriormente a balança desligará automaticamente.


Não coloque a balança sobre um tapete ou outra superfície macia, pois isto alterará a medição do peso.

- A primeira medição tem de ser efetuada com ligação Bluetooth, os primeiros dados de peso serão a referência para o próximo reconhecimento automático do utilizador.
- Para fazer uma medição adequada da gordura corporal, por favor mantenha os seus pés descalços nos elétrodos de balança. A plataforma da balança deve estar limpa e seca.
- Se quiser rever todos os dados de medição, abra a aplicação e verifique a interface em pormenor.






6. COMPATÍVEL COM MÚLTIPLOS USUÁRIOS

Podem ser ligadas 8 contas a uma balança.



7. INDICAÇÕES DE AVISO

	<p>Medição de Gordura</p> <p>A medição de gordura está em processo, por favor não saia da balança, e certifique-se de que os seus pés descalços estão a tocar os eléctrodos.</p>
	<p>Baixo Teor de Gordura% Indicação</p> <p>A percentagem de gordura é muito baixa. Por favor, faça um regime alimentar mais nutritivo e cuide-se bem.</p>
	<p>Alta% Indicação de gordura</p> <p>A percentagem de gordura é muito alta. Por favor, observe o seu regime alimentar e faça mais exercício.</p>

	<p>Calibração</p> <p>Ocorreu um erro, por favor faça um novo teste para obter o resultado correto.</p>
	<p>Indicação de sobrecarga</p> <p>O sujeito pesado na plataforma excede a capacidade máxima da balança, por favor saia para evitar danos</p>
	<p>Indicação de bateria fraca</p> <p>A energia da bateria está a acabar, por favor substitua as pilhas por umas novas.</p>

8. SOBRE A BALANÇA DE GORDURA CORPORAL

O produto é uma balança de gordura corporal inteligente com um sensor de alta precisão, que o pode ajudar a armazenar e manter um registo do seu peso no smart phone. Esta balança pode transmitir os seus dados de peso para o seu telefone inteligente através da tecnologia Bluetooth, assim como fazer um gráfico dos resultados do seu peso, a partir do qual você poderá acompanhar a tendência em qualquer momento. Baixe a aplicação no seu telefone para usar a balança Bluetooth e começar o seu primeiro passo de controle de peso.

9. CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO & CUIDADOS

1. Não utilize a balança em ambientes húmidos e sobreaquecidos. (Faixa de temperatura de 5°C a 35°C)
2. Fique de pé na balança e toque com os pés descalços nos eléctrodos da plataforma. A inclinação levará a uma queda quando o utilizador pisar na borda de um dos lados da balança.
3. Não cair, chocar ou golpear a balança, pois é um instrumento preciso.
4. Mantenha a balança limpa. Não usar detergente ácido.
5. Não usar a balança num local com demasiada agitação. Mantenha-se firme na balança quando estiver a usá-la.
6. Para garantir a precisão dos dados, recomenda-se que cada medição seja realizada à mesma hora do dia.
7. A medição de gordura não pode ser realizada a crianças com idades inferiores a 10 anos e adultos com mais de 100 anos.
8. Quando as pilhas esgotarem, por favor retire-a tempo para evitar o vazamento do líquido proveniente da corrosão do corpo de chumbo das pilhas da balança;
9. O uso de uma função de medição de gordura não é permitido para marcapassos ou outros dispositivos médicos implantados.

1. SCARICARE E CONFIGURARE L'APPLICAZIONE

A. Andare su "App Store" o "Google Play" e cercare "SenssunLife" per scaricare l'applicazione.




B. O, più comodamente, scansionare il codice QR qui sotto.



SenssunLife


2. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Aprire il coperchio del vano batterie sul retro della bilancia, come mostrato nell'immagine seguente, quindi installare le batterie secondo il segno di polarità (le batterie non sono incluse).



3. CONVERSIONE DELLE UNITÀ DI PESO


Il pulsante di conversione delle unità di misura si trova in fondo alla bilancia, premere o tirare per convertire l'unità di peso (Kg/lb), che cambierà sul display LCD.



4. COLLEGARE LA BILANCIA AL TELEFONO

Accendere il Bluetooth del telefono e aprire l'app. Registrare il proprio account e seguire le linee guida per impostare il proprio profilo e la connessione passo dopo passo. Tenere presente che la bilancia deve essere accesa quando si avvia la connessione.

Tutte le misurazioni effettuate possono essere salvate nella cronologia per la revisione dei dettagli in qualsiasi momento e ovunque, accedendo al proprio account.




5. AVVIARE LA MISURAZIONE

Una volta installata l'app, mettere la bilancia su un pavimento solido e piatto e salirci sopra per la misurazione. Una volta che il peso è stabile e lampeggiante, si procederà alla misurazione del peso. Rivedere il proprio peso e il grasso corporeo, che verranno visualizzati sullo schermo più volte, dopodiché la bilancia si spegnerà automaticamente.


Non mettere la bilancia su un tappeto o su un'altra superficie soffice, perché porterebbe a una misurazione del peso errata.

- La prima misurazione deve essere effettuata con la connessione Bluetooth, i primi dati di peso serviranno come riferimento per il successivo riconoscimento automatico dell'utente.
- Per effettuare una corretta misurazione del grasso corporeo, tenere i piedi nudi sugli elettrodi della bilancia. La piattaforma della bilancia deve essere pulita e asciutta.
- Se si desidera esaminare tutti i dati delle misurazioni, aprire l'app e controllarli nell'interfaccia dei dettagli.






6. SUPPORTO PER PIÙ UTENTI

8 account possono essere collegati a una bilancia.



7. INDICAZIONI DI AVVERTENZA

	<p>Misurazione del grasso</p> <p>La misurazione del grasso è in corso. Non scendere dalla bilancia e assicurarsi che i piedi nudi siano a contatto con gli elettrodi.</p>
	<p>Indicazione di basso grasso corporeo</p> <p>Il grasso corporeo percentuale è troppo basso. Seguire una dieta più nutriente e prendersi cura di se stessi.</p>
	<p>Indicazione di elevato grasso corporeo</p> <p>Il grasso corporeo percentuale è troppo alto. Osservare la dieta e fare più esercizio fisico.</p>

	<p>Taratura</p> <p>Sono presenti degli errori, si prega di ripetere la procedura per ottenere il risultato corretto.</p>
	<p>Indicazione di sovraccarico</p> <p>Il soggetto pesato sulla piattaforma supera la capacità massima della bilancia. Scendere dalla bilancia per evitare danni</p>
	<p>Indicazione di batteria scarica</p> <p>La batteria si sta scaricando, si prega di sostituirla con una nuova batteria.</p>

8. INFORMAZIONI SULLA BILANCIA PER IL GRASSO CORPOREO

Il prodotto è una bilancia per il grasso corporeo intelligente con un sensore estensimetrico ad alta precisione che può aiutare a memorizzare e tenere traccia del proprio peso sullo smartphone. Questa bilancia è in grado di trasmettere i dati sul peso al proprio smartphone tramite la tecnologia Bluetooth, oltre che di realizzare un grafico dei risultati del proprio peso, grazie al quale è possibile tenere traccia dell'andamento in qualsiasi momento. Scaricare l'app sul proprio telefono per utilizzare la bilancia Bluetooth e iniziare a controllare il proprio peso.

9. CONSIGLI PER L'USO E LA CURA

1. Non utilizzare la bilancia in ambienti umidi e surriscaldati. (Intervallo di temperatura da 5°C a 35°C)
2. Posizionarsi fermamente in piedi sulla bilancia e toccare gli elettrodi sulla piattaforma con i piedi nudi. Il ribaltamento porterà a una caduta quando si appoggia il piede nel bordo di un lato della bilancia.
3. Non far cadere, non urtare e non colpire la bilancia, poiché si tratta di uno strumento di precisione.
4. Mantenere la bilancia pulita. Non utilizzare detergenti acidi.
5. Non utilizzare la bilancia in un luogo con forti vibrazioni. Durante l'uso, mantenersi fermamente in piedi sulla bilancia.
6. Per garantire l'accuratezza dei dati, si raccomanda di effettuare ogni misurazione alla stessa ora del giorno.
7. La misurazione del grasso non è disponibile per i bambini di età inferiore ai 10 anni e per gli adulti di età superiore ai 100 anni.
8. Quando la batteria si esaurisce, si prega di rimuoverla in tempo per evitare fuoriuscite di piombo dalla batteria e la corrosione del corpo della bilancia;
9. L'uso di una funzione di misurazione del grasso non è consentito per persone con pacemaker o altri dispositivi medici impiantati.

1. HERUNTERLADEN UND EINRICHTEN DER APP

A. Gehen Sie zum "App Store" oder "Google Play", und suchen Sie "SenssunLife", um die App herunterzuladen.




B. Oder auf eine andere, möglichst bequeme Weise, indem Sie den untenstehenden QR-Code einscannen.



SenssunLife


2. EINLEGEN DER BATTERIE

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Waage wie in der folgenden Abbildung gezeigt, und legen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung im Batteriefach ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).



3. UMRECHNUNG VON GEWICHTSEINHEITEN


Sie finden den Einheitenumwandlungsknopf unten an der Waage, drücken oder ziehen Sie ihn, um die Gewichtseinheit (Kg/lb) umzuwandeln, Sie werden die Änderung auf der LCD-Anzeige sehen.



4. VERBINDEN SIE DIE WAAGE MIT IHREM SMARTPHONE

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ein und öffnen Sie die App. Melden Sie Ihr Konto an und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Profil und Ihre Verbindung Schritt für Schritt einzurichten. Beachten Sie, dass die Waage eingeschaltet sein muss, wenn Sie anfangen, sich mit ihr zu verbinden.

Alle Messungen, die Sie vorgenommen haben, können im Verlauf gespeichert werden, so dass Sie sie jederzeit und überall im Detail überprüfen können, indem Sie auf Ihr Konto zugreifen.




5. MESSUNG STARTEN

Stellen Sie die Waage mit der App dann auf einen festen, ebenen Boden und treten Sie für die Messung darauf. Sobald das Gewicht stabil ist und blinkt, wird die Gewichtsmessung fortgesetzt. Sie werden Ihre Gewichts- und Körperfettanzeige mehrmals auf dem Bildschirm ablesen, dann wird die Waage automatisch ausgeschaltet.


Stellen Sie die Waage nicht auf einen Teppich oder eine andere weiche Oberfläche, dies führt zu einer falschen Gewichtsmessung.

- Die erste Messung muss mit Bluetooth-Verbindung durchgeführt werden, die ersten Gewichtsdaten dienen als Referenz für die nächste automatische Benutzererkennung.
- Um eine korrekte Messung des Körperfetts durchzuführen, stellen Sie bitte Ihre nackten Füße auf den Elektroden der Waage. Die Waagenplattform sollte sauber und trocken sein.
- Wenn Sie alle Messdaten überprüfen möchten, öffnen Sie die App, und überprüfen Sie sie in der Detailschnittstelle.









6. MEHRERE BENUTZER UNTERSTÜTZT

8 Konten können mit einer Waage verbunden werden.



7. WARNHINWEIS

	<p>Fettmessung</p> <p>Die Fettmessung läuft, bitte treten Sie nicht von der Waage und stellen Sie sicher, dass Ihre nackten Füße die Elektroden berühren.</p>
	<p>Fettarme% Indikation</p> <p>Der Fettanteil ist zu niedrig. Bitte ernähren Sie sich vollwertig und passen Sie gut auf sich auf.</p>
	<p>Indikation hoher Fettanteil</p> <p>Der Fettanteil ist zu hoch. Bitte achten Sie auf Ihre Ernährung und bewegen Sie sich mehr.</p>

	<p>Kalibrierung</p> <p>Fehler aufgetreten, bitte wiederholen Sie den Test, um das korrekte Ergebnis zu erhalten.</p>
	<p>Überlast-Anzeige</p> <p>Das Wägesubjekt auf der Waagenplattform überschreitet die maximale Kapazität der Waage. Bitte steigen Sie ab, um Schäden zu vermeiden</p>
	<p>Anzeige für schwache Batterie</p> <p>Die Batterieleistung geht zur Neige, bitte ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie.</p>

8. ÜBER DIE KÖRPERFETTWAAGE

Dies ist eine intelligente Körperfettwaage mit einem hochpräzisen Dehnungsmessstreifen-Sensor, mit dessen Hilfe Sie Ihr Gewicht auf einem Smartphone speichern und verfolgen können. Diese Waage kann Ihre Gewichtsdaten über Bluetooth-Technologie auf Ihr Smartphone übertragen und Ihre Gewichtsergebnisse grafisch darstellen, so dass Sie den Trend jederzeit verfolgen können. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter, um die Bluetooth-Waage zu benutzen, und beginnen Sie mit dem ersten Schritt der Gewichtskontrolle.

9. RATSCHLÄGE FÜR GEBRAUCH & PFLEGE

1. Benutzen Sie die Waage nicht in feuchter, überhitzter Umgebung. (Temperaturbereich von 5°C bis 35°C)
2. Stellen Sie sich fest auf die Waage und berühren Sie die Elektroden auf der Waagenplattform mit bloßen Füßen. Ein Umkippen führt zu einem Sturz, wenn Sie auf die Kante einer Seite der Waage treten.
3. Lassen Sie die Waage nicht fallen, erschüttern Sie sie nicht und schlagen Sie nicht gegen die Waage, da sie ein präzises Instrument ist.
4. Halten Sie die Waage sauber. Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel.
5. Benutzen Sie die Waagen nicht an einem Ort mit starker Erschütterung. Bleiben Sie bei der Benutzung fest auf der Waage stehen.
6. Um die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten, empfehlen wir, dass jede Messung zur gleichen Tageszeit durchgeführt wird.
7. Eine Fettmessung ist für Kinder unter 10 Jahren und Erwachsene über 100 Jahren nicht verfügbar.
8. Wenn die Batterie schwächer wird, entfernen Sie die Batterie bitte rechtzeitig, um ein Auslaufen des Batteriebleikörpers zu verhindern;
9. Die Fettmessfunktion ist bei Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten nicht zulässig.



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of:



Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAIN
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211